



## Plum Øjenskyll - Produktinformation

### Beskrivelse

Plum Øjenskyller flasker indeholder 0,9 % steril natriumklorid svarende til det naturlige saltindhold i den væske, øjet selv producerer. Den isotoniske opløsning er velegnet til at skylle og rense øjet som hurtigt førstehjælp efter en ulykke. Flaskerne er udstyret med en ergonomisk øjenkop, der sikrer, at øjenskyllvæsken rammer øjet med en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme.

Plum Duo flaskerne er udstyret med en speciel øjenkop, der gør, at du kan skylle begge øjne på én gang. Øjenskyllflaskerne er CE-mærkede i henhold til de gældende regler for medicinsk udstyr, og er omfattet af Rådets Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.



### Anvendelsesområde

Plum Øjenskyller anvendes til bortskylning af fremmedlegemer i øjet (eksempelvis støv, skidt, metal- og træsplinter) samt andre kemikalier som for eksempel olie og opløsningsmidler. En øjeblikkelig skylning kan forebygge, at disse fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjet. Ved skader med syrer og baser anbefaler vi vores sterile pH Neutral, der er en 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser. Produktspecifikation kan rekvireres. Efter brugen af pH Neutral anbefaler vi at fortsætte skylningen frem til lægen med Plum Øjenskyller 0,9 % steril natriumklorid. Bemærk: Søg læge ved alle øjenskader!



## Førstehjælpsplan ved øjenulykker

SKADESTOF	ØJENSKYLNING	FORTSAT SKYLNING	SKYLLETID
Fremmedlegemer (f.eks. støv, snavs, metal- og træsplinter)	Plum Øjenskyller	Plum Øjenskyller	Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syreskader	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen
Alkaliske skader	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen
Andre skader (f.eks. opløsningsmidler og olier)	Plum Øjenskyller	Plum Øjenskyller	Skyl indtil ubehaget forsvinder og fortsæt skylningen frem til lægen
Skader på huden (fra syrer, baser og kemikalier)	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen

Vores førstehjælpsplan giver dig information om, hvordan der skylles ved forskellige typer uheld.

# Plum Øjenskyller - Produktinformation



## Dine fordele

- Høj funktionssikkerhed – flaskerne er fremstillet i henhold til EN 15154-4
- Fleksible systemløsninger – små og store stationer til vægmontering direkte ved arbejdsstedet. Eller små mobile løsninger til at have med sig i varebilen, i værktøjs- og førstehjælpskassen eller i den specielle bæltetaske
- Bred anvendelse (f.eks. industri, laboratorier, førstehjælpskasser, mobil anvendelse i varebiler, lommer etc.)
- Enkel og hurtig anvendelse – kan anvendes af den tilskadekommande person uden assistance
- Lang holdbarhed – uåbnet er den sterile væske holdbar i 3 år
- Kræver ingen vedligeholdelse eller udskiftning af væske (som ved almindeligt vand)

## Sådan anvendes flasken:



Flasken tages ud af øjenskylleboksen



Øjenkoppen drejes, til forseglingen brydes



Læn hovedet bagover og skyl



Læn dig eventuelt frem og skyl, hvis du vil undgå, at tøjet bliver vådt

## Håndteringsvejledning

Produktet kan kun anvendes én gang. Må ikke anvendes efter holdbarhedsudløb (se etiket). Anvend ikke produktet, hvis flaskens forsegling er brudt. Er forseglingen først brudt, er der ved genanvendelse risiko for infektion!

## Flaskestørrelser

Indhold	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml Duo	1000 ml Duo
Varenr.	4691	4604	4707	4861	4800
Skylletid	ca. 2 min.	ca. 5 min.	ca. 10 min.	ca. 2 min. pr. øje	ca. 5 min. pr. øje
Mål	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm